

OTOSCOPIO F.O. SIGMA - LED - in astuccio - nero

Codice:	31526
Categoria:	Otoscopi GIMA
Unità di vendita:	1 pz.
Quantitativi minimi:	1
Dispositivo:	Dispositivo medico
Classe:	I
NSIS:	469880
CND:	Z12149006
EAN13:	8023279315264

**Descrizione:**

- OTOSCOPIO A F.O. 2,5V SIGMA - impugnatura standard
- Nero
- LED
- Imballaggio: astuccio

Fornito con 14 speculum monouso (7 con Ø 2,5 mm, 7 con Ø 4 mm)

Strumenti diagnostici di alta qualità pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia. Leggeri e affidabili in plastica rinforzata resistente.

La durata della batteria con lampadina a LED è 6 volte più lunga rispetto ad una lampadina tradizionale.

Fornito di lente di ingrandimento 3X mobile per immagini nitide e senza riflessi ed uscita per test pneumatico della membrana timpanica.

Connettore pneumatico (cod. 31532) e pompetta per insufflazione (cod. 31500) possono essere ordinati separatamente.