

PULSOXIMETRO PEDIATRICO OXY-0 - tigre - GB,FR,IT,PT,SE,RO

Codice:	35056
Categoria:	Pulsoximetri da dito
Unità di vendita:	1 pz.
Quantitativi minimi:	1
Dispositivo:	Dispositivo medico
Classe:	II B
NSIS:	2383371
CND:	Z1203020408
EAN13:	8023279350562



Descrizione: PULSOXIMETRO PEDIATRICO OXY-0 - tigre - GB, FR, IT, PT, SE, RO

Misura la saturazione di ossigeno (SpO₂) e le pulsazioni nei bambini a casa, in ospedale, nelle visite sportive, ecc.

Lo schermo LCD a colori visualizza il valore della SpO₂ e il valore, la forma d'onda e l'istogramma delle pulsazioni.

Schermo a 4 direzioni con regolazione della modalità di visualizzazione e della luminosità.

Funzione di spegnimento automatico entro 5 secondi.

Include un cordino per appenderlo, due batterie AAA e un manuale d'uso.

Caratteristiche tecniche: Schermo: LCD a colori

SpO₂:

- intervallo: 0% ~ 100%, (risoluzione 1%)

- accuratezza: 70% ~ 100%: ±2%, non specificata sotto 70%

Pulsazioni:

- intervallo: 30 bpm ~ 250 bpm (risoluzione 1 bpm)

- accuratezza: ±2 bpm o ±2% (il maggiore)

Alimentazione: 2 batterie alcaline AAA 1,5 V

Funzionamento batterie: due batterie possono funzionare in maniera continuativa per 20 ore

Dimensioni - peso: 59x36x35 mm - 50g (incluse le batterie)